


easy+

another Arion brand

Easy+ - the slide solution

Dé oplossing voor zowel het aan- als uittrekken van therapeutische elastische kousen in één pakket.



Probleemstelling

Het aan- en uittrekken van therapeutische elastische kousen en panty's is voor zowel patiënten als zorgverleners een dagelijks terugkerende en moeizame handeling.

In de CAO 'arbeid en gezondheid, verpleeg- en verzorgingshuizen' wordt het aan- en uittrekken van elastische kousen als derde hoofdbron van fysieke belasting genoemd. Hieromtrent is de volgende praktijkrichtlijn geformuleerd:

'Niet meer trekken dan 15 kilo in een gunstige, of 5 kilo in een ongunstige houding.'

Effectief betekent dit dat bij het aan- of uittrekken van een therapeutische elastische kous van drukklasse twee of hoger altijd een aan/uittrek-hulpmiddel gebruikt dient te worden.

Ook voor patiënten die deze zorgtaak nog zelfstandig uitvoeren wordt de fysieke belasting een steeds groter probleem, zelfs zodanig dat dit direct effect heeft op de therapietrouw.

Oplossing

Easy+ is specifiek ontwikkeld om de problemen van het aantrekken en uittrekken van therapeutische elastische kousen op te lossen. De twee producten in Easy+ zijn gemaakt van zeer glad materiaal dat bewerkt is met een speciale coating. Deze eigenschap vormt samen met de dubbellaagse toepassing een ultraglad eindproduct met een zeer hoge wrijvingsreductie.

De wrijvingsreductie van Easy+ zorgt ervoor dat de fysieke belasting voor zorgverleners en patiënten tot een minimum wordt beperkt. Dit heeft tevens een positief effect op de therapietrouw bij patiënten. Hiernaast kan de patiënt door de eenvoudige en duidelijke gebruiksaanwijzingen nog lange tijd onafhankelijk therapeutische elastische kousen en panty's aan- en uittrekken.

Doelgroep

Easy+ biedt een uitkomst voor patiënten die therapeutische elastische kousen of panty's met een open of gesloten teenstuk dragen. Dankzij Easy+ kunnen deze kousen nu makkelijk worden aan- of uitgetrokken.

Daarnaast is Easy+ een onmisbaar hulpmiddel voor zorgverleners die dagelijks de zware taak hebben om therapeutische elastische kousen en panty's bij patiënten aan- en uit te trekken.

Easy+ - the slide solution

Één oplossing voor twee problemen!

Productvoordelen

- Reductie fysieke belasting voor de zorgverlener en de patiënt
- Toename zelfstandigheid en therapietrouw van de patiënt
- Elastische kousen behouden langer hun therapeutische druk
- Eenvoudig in gebruik
- Bespaart tijd en kosten
- Lange levensduur
- Makkelijk mee te nemen

Easy+ met Easy-Slide® + Easy-Off®

Maat	Schoenmaat
Small	≤34-37
Medium	38-41
Large	42-45
X-large	≥46

Easy+ met Easy-Slide-Caran® + Easy-Off®

Maat	cA maat
Small	cA = ≤ 21 cm
Medium	cA = 22-25 cm
Large	cA = ≥ 26 cm

cA = omtrek van het breedste deel van de voet 