

# swash

another Arion brand

## Swash® GOLD gloves

Wassen zonder water', hét innovatieve en gebruiksvriendelijke wasconcept



## Probleemstelling

Bij het wassen van zorgvragers is de kwaliteit en consistentie van zorg die wordt gegeven zeer belangrijk. Het borgen hiervan is bij een traditionele wasbeurt onmogelijk. Er zijn verschillende factoren die het wasproces nadelig kunnen beïnvloeden zoals het afkoelen van het water, de hoeveelheid water, de zeep, de hoeveelheid zeep,... enz.

Hiernaast is statische belasting - langdurig in moeilijke houdingen werken - de vierde hoofdbron van fysieke belasting. Hoewel statische belasting ook voorkomt buiten de basiszorg, ontstaat deze vooral tijdens het wassen, (wond)verzorgen, baden en douchen van zorgvragers. Hieromtrent is de volgende praktijkrichtlijn geformuleerd: 'Niet langer dan 1 minuut met gedraaide of meer dan 30 graden gedraaide of gebogen romp werken.'

Ook vormen huidirritaties en smetplekken een serieus probleem bij zorgvragers die elke dag moeten worden gewassen. Dit probleem wordt versterkt door de tijdsdruk waaronder zorgverleners hun taken verrichten. Hierdoor is minder tijd beschikbaar voor de signalering- en controletaak die verweven is met het wassen van zorgvragers.

## Oplossing

Swash GOLD gloves garandeert hoge kwaliteit en consistentie van zorg door de afstemming van de diverse onderdelen van de washandjes: samenstelling van het doek, ingrediënten lotion, hoeveelheid lotion en verpakking. De samenstelling van de lotion heeft bewezen een positief effect te hebben op huidirritaties en smetplekken. Ook vermindert het risico op kruisbesmetting doordat Swash GOLD gloves patiëntgebonden wordt gebruikt.

De washandjes zorgen voor een afname van de fysieke belasting door het aantal washandelingen terug te brengen van vier naar één. Ook wordt de tijdsduur van een wasbeurt korter. Een traditionele wasbeurt kost, inclusief voorbereiding, 20 à 25 minuten tijd; met Swash GOLD gloves wordt dit 10 à 12 minuten.

Vanuit ergonomisch en tijdsbesparend oogpunt maar zeker ook vanuit het oogpunt van een consistente en hoge kwaliteit van zorg is het 'wassen zonder water' met Swash GOLD gloves het allerbeste wasconcept. Zeker voor bedlegerige en terminale zorgvragers of zorgvragers die worden behandeld met cytostatica.

## Doelgroep


Iedere zorgverlener die zorgvragers wast.

# Swash® GOLD gloves

Kwaliteit van zorg in optima forma

## Productvoordelen

- Consistente en hoogwaardige kwaliteit van zorg
- Moeiteloos en grondig wassen van bedlegerige zorgvragers
- Reduceert de fysieke belasting voor zowel zorgverlener als zorgvrager
- Is minder tijdsintensief dan traditionele wasmethode (reductie +/- 50%)
- 'Wassen zonder water' wordt geadviseerd in de richtlijn Cytostatica
- Vermindert het aantal risicomomenten in het kader van kruisbesmetting
- Huid- en oogirritatietest beschikbaar
- Kan een positief effect hebben op het ziekteverzuim
- PH-neutraal, alcohol- en latexvrij
- Hulpmiddel in de ADL-training van zorgvragers
- Hersluitbare verpakking voor een optimaal gebruik
- Zowel op kamertemperatuur als verwarmd te gebruiken
- Washandjes zijn van sterk, zacht en comfortabel materiaal



AIN10-011C (PB Swash GOLD gloves Instel Neo)