

swash

another Arion brand

Swash® Gold gloves

'Wassen zonder water', hét innovatieve en gebruiksvriendelijke wasconcept



Probleemstelling

Bij het wassen van zorgvragers is een consistente kwaliteit van zorg erg belangrijk. Het borgen hiervan is bij een traditionele wasbeurt zeer moeilijk. Er kleven namelijk verschillende nadelen aan het traditionele wasproces die dit beïnvloeden zoals het gebruik van vervuild water, het afkoelen van het water, het morsen van water en het gebruik van meerdere materialen waaronder de waskom, handdoeken, zeep en eventueel lotion. Dit brengt ook vanuit hygiënisch oogpunt nadelen met zich mee.

Traditioneel wassen is hiernaast fysiek belastend voor zowel de zorgvrager als de zorgverlener. Statische belasting - langdurig in moeilijke houdingen werken - is een van de hoofdbronnen van fysieke belasting. Hoewel statische belasting ook voorkomt buiten de basiszorg, ontstaat deze vooral tijdens het wassen, (wond)verzorgen, baden en douchen van zorgvragers.

Tot slot vormen huidirritaties en smetplekken o.a. veroorzaakt door zeep(resten) een serieus probleem bij zorgvragers die elke dag op bed moeten worden gewassen. Dit probleem wordt versterkt door de tijdsdruk waaronder zorgverleners hun taken verrichten. Hierdoor is minder tijd beschikbaar voor de signalering- en controletaak die verweven is met het wassen van zorgvragers.

Oplossing

Swash Gold gloves garanderen, als onderdeel van het Swash concept, hoge en consistente kwaliteit van zorg door de afstemming van de diverse onderdelen van de washandjes: de samenstelling van het doek, ingrediënten van de lotion, de hoeveelheid lotion en de verpakking. De pH-neutrale lotion reinigt en verzorgt de huid waardoor de huid niet geïrriteerd raakt. Ook vermindert het risico op kruisbesmettingen doordat Swash Gold gloves patiëntgebonden worden gebruikt en schoon geproduceerd worden (volledig automatisch).

Bij gebruik van de washandjes neemt de fysieke belasting af vergeleken met de traditionele wasbeurt door het aantal washandelingen terug te brengen van vier naar één. Ook wordt de tijdsduur van een wasbeurt korter. Een traditionele wasbeurt kost, inclusief voorbereiding, 20 à 25 minuten; met Swash Gold gloves kost dit 10 à 12 minuten.

Vanuit ergonomisch en tijdsbesparend oogpunt, maar zeker ook vanuit het oogpunt van kwalitatieve zorg, biedt het 'wassen zonder water' met Swash Gold gloves het allerbeste wasconcept. Dit geldt in het bijzonder voor bedlegerige en terminale zorgvragers of zorgvragers die worden behandeld met cytostatica. 'Wassen zonder water' wordt geadviseerd in de richtlijn Cytostatica.

Doelgroep

Iedere zorgverlener, werkzaam in een ziekenhuis, verpleeghuis, de thuiszorg of de gehandicaptenzorg die effectiever, efficiënter en consistentere zorgvragers wilt wassen op bed en daarbij een hoge kwaliteit van zorg wilt bieden.

Swash® Gold gloves

Kwaliteit van zorg in optima forma

Productvoordelen

- Unieke, ergonomische en getailleerde pasvorm met grote opening
- Lange washand waardoor de gehele hand is bedekt
- Sterke lasnaad
- Washandjes zijn van sterk, zacht en comfortabel materiaal gemaakt
- Bevat pH-neutrale, alcohol- en latexvrije lotion met reinigende en verzorgende ingrediënten
- Volledig geautomatiseerd productieproces garandeert hoge productkwaliteit
- Zowel op kamertemperatuur als verwarmd te gebruiken
- Hersluitbare verpakking
- Staat voor consistente en hoogwaardige kwaliteit van zorg
- Alles in één product waarmee bedlegerige zorgvragers moeiteloos en grondig kunnen worden gewassen
- Reduceert de fysieke belasting voor zowel zorgverlener (en kan daardoor tot een lager ziekteverzuim leiden) als zorgvrager
- Minder tijdsintensief dan traditionele wasmethode (reductie +/- 50%)
- Vermindert het risico op kruisbesmetting

Swash Gold Gloves

Art. code Eo4014

8 washandjes per verpakking

40 verpakkingen per doos

Pallet: 63 dozen (2.520 verpakkingen)



AM12-003 (PB SGW Ned)